

## TECHNISCHES DATENBLATT

### EHP Schnelldesinfektion (Art.-Nr. 210000)

(MyClean DS Schnelldesinfektion)

- Gebrauchsfertige Lösung zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Influenza-/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gemäß aktueller RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung



**Anwendung:** Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar. (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)

**Ausführungen:** MyClean® DS – Schnelldesinfektion

Artikelbeschreibung	Duft	Pack.-Inhalt	Art.Nr.	EAN	PZN	Pack / VE
Schnelldesinfektion	Neutral	500 ml	79609	4046153115983	10305717	18
Schnelldesinfektion	Neutral	1 L	79610	4046153116102	10305723	12
Schnelldesinfektion	Neutral	5 L	79611	4046153116126	10305746	2
Schnelldesinfektion	Neutral	10 L	79612	4046153116140	10305752	1

**Einwirkzeiten:**

Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid	konzentriert - 1 Minute
TBC (M.-terrae)	konzentriert - 1 Minute
BVDV (HCV)-Inaktivierung	konzentriert - 30 Sekunden
Vaccinia-Viren	konzentriert - 30 Sekunden
Rota-Viren	konzentriert - 30 Sekunden
Noro-Viren (MNV)	konzentriert - 5 Minuten



**Zusammensetzung:** 100g Lösung enthalten:  
Wirkstoffe: 43 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

**Qualitätssicherung:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, HACCP  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

**Verwendbarkeit:** 3 Jahre

**Standzeit:** nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

**Symbole:**



MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-DS-Schnelldesinfektion-20170327